

OSK 083YN800 エネルギー分散型 大気質 蛍光X線分析装置/Apollo



大気質 蛍光X線分析装置 /Apollo

- 60元素まで微粒子の定量化が可能
- 高速、正確、使いやすい
- イスラエル Xnemetrix製

<特長>

- ☐ エアフィルターに付着した粒子物質の高感度分析
- ☐ 非破壊元素分析（元素分析 Na(11)–U(92), ppm-100%）
- ☐ 米国EPAの大気質規制要件をサポートした、無機質大気汚染物質試験
- ☐ 8つのチューブフィルター、二次ターゲット

<きめ細かな使いやすさ>

- ◎高速で正確な解析能力、低検出
- ◎フィルターを破壊することなく、分析可能
- ◎多様な電圧や電流を備えた二次ターゲットは単色励起を提供。シグナル対ノイズ比を高めることで優れた高感度。

<仕様>

品番	OSK 083NY800
検出器	Beウィンドウを備えたシリコンドリフト (-125eV)
測定元素範囲	Na(11) - U(92)
検出率	サブ ppm-100%
励起	60kV、400W X線装置 (Rhアノード付)
励起タイプ	二次ターゲットおよびフィルター直接方式
オートサンプラー	10/20 ポジション
本体重量	約110kg
試験室寸法	直径28cm、高さ6cm
チューブフィルター	8種類より選択可
セカンダリターゲット	8種類より選択可
コリメーター（視準器）	0.3mm - 3mm
作業環境	エア／ヘリウム／真空（バルブ・継手・ホース・He流量機能あり）
電源	115 VAC/60Hz or 230VAC/50Hz
ハードウェア	PC内蔵型
ソフトウェア	解析パッケージ（表示言語:英語 Windows OS対応）
オプションソフトウェア	高FP解析、規格外ソフトウェア、ライブラリー

<オプション>

サンプルスピナー



OSK オガワ精機株式会社

[高田馬場支店]

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11

TEL : 03-6908-5257 FAX : 03-6908-5258

Email : sales@ogawaseiki.jp.org