

品番:OSK 97JP 400-404

ビデオ記録付融点測定器

MTP420 MTP430 MTP450 MTP470 MTP490



特長

目視と自動判定

融点測定器は、融点変化を観察するためのカラーディスプレイ、ビデオカメラ、融点測定結果を確認できるビデオ再生機能を備えています。従来の自動融点測定装置が使用できないカラーサンプルにも適しています。

高田馬場支店

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-10-11

Tel:03-6908-5257 FAX:03-6908-5258

sales@ogawaseiki.jp.org

4 サンプル同時試験可能

各バッチで最大4サンプルの同時セッションが可能。各測定結果を独立して記録・追跡できます、FDAのCFR21 part11の要件を満たしています。

マルチユーザーID分類機能

ユーザーID管理機能を採用。ユーザーIDは追加、削除、権限設定が可能です。

仕様: OSK 97JP 400-404

| モデル | MTP420 | MTP430 | MTP450 | MTP470 | MTP490 |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| キャピラリーポジション容量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| レンズ倍率 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 表示 | カラー8インチ・タッチスクリーン | | | | |
| 温度範囲 | 300℃ | 350℃ | 350℃ | 350℃ | 400℃ |
| 温度精度 | 0.4 at 200℃ ; 0.7 at 300℃ | | | | |
| 温度分解能 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 温度再現性 | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.2℃ |
| 温度勾配 | 0.1 ~ 20℃ | 0.1 ~ 20℃ | 0.1 ~ 20℃ | 0.1 ~ 20℃ | 0.1 ~ 20℃ |
| ビデオ&カメラ | カメラ | カメラとビデオ | | | |
| ビデオ返信 | なし | あり | あり | あり | あり |
| 融点の自動測定 | 手動 | 手動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| ループ容量 | 8GB | 16GB | 16GB | 30GB | 128GB |
| アトラス保管 | 0 | 0 | 100 | 200 | 500 |
| 保管方法 | 0 | 30 | 30 | 80 | 200 |
| 通信ポート | USB*3,WiFi, RJ45, RS232 | | | | |
| プリンター | サーマルプリンター (オプション) | | | | |
| ID管理 | なし | 20 | 20 | 30 | 100 |
| ユーザー分類 | なし | あり | あり | あり | あり |
| データ追跡 | なし | あり | なし | あり | あり |
| FDA CFR21 part11 | なし | あり | なし | あり | あり |