

## OSK 38SL113 全自動染色装置

いくつもの染色プロトコルを同時に実行できる  
柔軟性、スピードを兼ね備えた  
最新型の自動染色装置

### <特長>

- プログラミングおよびプロセス制御は見やすいLCDディスプレイ表示
- 44個のステーションで、異なった染色プロトコルを同時に行うことが可能
- 独自の試薬管理システム(RMS)で高品質のサンプル抽出およびコスト削減
- 炭素フィルターを含む効率的な統合排気システム搭載で安全・安心
- ディスクで染色プロトコルをメモリ
- 遅延スタート機能
- 乾燥ステーションx2の取り付けが可能(温度40~90°)
- 攪拌付染色槽
- 非常用電源で急な停電でも作業を続行(約20分間)
- 最大12バスケットの処理が可能



### <仕様>

| 型番             |          | OSK 38SL113-A            | OSK 38SL113-B | OSK 38SL113-C | OSK 38SL113-D |
|----------------|----------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ステーション         | 総数       | 44                       | 44            | 44            | 44            |
|                | ローディング   | 4                        | 4             | 4             | 4             |
|                | アンローディング | 4                        | 4             | 4             | 4             |
|                | 攪拌付染色槽   | 30                       | 30            | 30            | 30            |
|                | 水洗       | 6                        | 6             | 4             | 4             |
|                | 乾燥       | -                        | -             | 2             | 2             |
| 封入装置との連結       |          | -                        | ○             | -             | ○             |
| トランスポートバスケット容量 |          | 標準サイズマイクロライド 30枚         |               |               |               |
| プログラミング        |          | 最大 40                    |               |               |               |
| インキュベーション時間    |          | 1~59分(各ステーションあたり)        |               |               |               |
| ドリップオフ時間       |          | 調節可能な排液時間 0~9秒<br>技術特許取得 |               |               |               |
| サイズ(WxDxH)     |          | 1210x670x640mm           |               |               |               |
| 重量(本体)         |          | 115kg                    |               |               |               |
| 電源             |          | 100-240V, 50/60Hz        |               |               |               |

オガワ精機株式会社  
〒169-0072 新宿区大久保2丁目2-9 22山京ビル  
TEL03-3200-0234 FAX03-3200-0373  
Email : sales@ogawaseiki.jp