

**OKS 50GH200**

# LactoFlash

迅速・簡易 ミルク分析器

■ 脂肪 ■ 無脂固形分(SNF) ■ 乳糖\* ■ たんぱく質\* ■ 濃度\* ■ 凍結点\*

\*計算値



■ 5個のキーによる簡単操作

# LactoFlash

脂肪、SNF(無脂固形分)を迅速・正確に測定する  
ミルク分析装置



## ■高い品質・信頼・正確性

世界中の研究室、実験室で使用されています。



## ■言語選択

英語またはドイツ語



## ■操作

4個の矢印キーと1個のエンターキーの簡単操作  
矢印キーで機能・動作を選択し、エンターキーで開始



## ■測定項目


項目	最小単位	範囲	再現性
脂肪	0.01 %	0.00% ... 15.00%	± 0.02%
SNF	0.01 %	0.00% ... 15.00%	± 0.04%

## ■計算項目

項目	最小単位	範囲	再現性
たんぱく質	0.01%	計算値のため範囲なし	± 0.03%
乳糖	0.01%	計算値のため範囲なし	± 0.03%
凍結点	0.001°C	計算値のため範囲なし	± 0.002°C
密度	0.0001	計算値のため範囲なし	± 0.0001

## ■キャリブレーション

既存の基本キャリブレーションを調整するだけで、ユーザに特化した校正ができます。A較正值とB較正值による2点キャリブレーションも可能。各パラメータ較正は1ステップできます。校正操作はわかりやすく、参考値を入力するだけでできます。



## ■インターフェイス

パラレルインターフェイス  
シリアルインターフェイス(RS232/9.600ポート)  
感熱プリンター用の6ボルト電源

標準装備 : LactoFlash 本体  
アクセサリ : 感熱プリンター

## 技術仕様

測定速度 : 最大100測定/1時間  
サンプル量 : 10 ml  
寸法 (WxHxD): 30cm x 24cm x 33cm  
重量 : 5 kg  
電源 : AC230V/115V (50/60Hz) 180VA/AC