


# アクセサリ&オプション

OSK 93MD140シリーズ

インキュベータ・シェーキングインキュベータ向け



ワイヤーシェルフ



穴あきシェルフ



通用プラットフォーム

## ワイヤーシェルフ

ステンレス鋼製、電解研磨シェルフは、ツールを使用せずに簡単に取り外せて、洗浄しやすい。

| Cat. No. | 説明 |    |         | 適用                       |
|----------|----|----|---------|--------------------------|
|          | 標準 | 最大 | W×L(mm) |                          |
| EDA8136  | 2  | 8  | 366×316 | 93MD128-05G              |
| EDA8135  | 2  | 12 | 446×366 | 93MD128-15G              |
| EDA8137  | 2  | 12 | 576×419 | 93MD128-25G              |
| EDA8136  | 2  | 11 | 366×316 | 93MD129-01E              |
| EDA8220  | 2  | 14 | 466×490 | 93MD129-11E              |
| EDA8219  | 2  | 15 | 566×466 | 93MD129-21E              |
| EDA8136  | 4  | 16 | 366×316 | 93MD130-02G-2C           |
|          | 8  | 32 |         | 93MD130-02G-4C           |
| EDA8219  | 2  | 12 | 566×466 | 93MD131-11 / 93MD132-11A |
|          | 4  | 24 |         | 93MD134-11-2C            |
|          | 8  | 48 |         | 93MD134-11-4C            |
| EDA8220  | 3  | 26 | 466×490 | 93MD131-21 / 93MD132-21A |
| EDA8223  | 1  | 6  | 195×310 | 93MD133-02               |
| EDA8221  | 2  | 11 | 305×299 | 93MD133-12               |
| EDA8235  | 2  | 8  | 416×406 | 93MD137-3075             |
| EDA8233  | 2  | 11 | 516×506 | 93MD137-4075             |
| EDA8244  | 2  | 5  | 247×247 | 93MD138-10               |

## 穴あきシェルフ

ステンレス鋼製シェルフは、ツールを使用せずに簡単に取り外せて、洗浄しやすい。

| Cat. No. | 説明 |         | 適用                       |
|----------|----|---------|--------------------------|
|          | 最大 | W×L(mm) |                          |
| AAA12531 | 8  | 366×316 | 93MD128-05G              |
| AAA12532 | 12 | 446×366 | 93MD128-15G              |
| AAA12535 | 12 | 576×419 | 93MD128-25G              |
| AAA12531 | 11 | 366×316 | 93MD129-01E              |
| AAA22522 | 14 | 466×490 | 93MD129-11E              |
| AAA22521 | 15 | 566×466 | 93MD129-21E              |
| AAA12531 | 16 | 366×316 | 93MD130-02G-2C           |
|          | 32 |         | 93MD130-02G-4C           |
| AAA22521 | 12 | 566×466 | 93MD131-11 / 93MD132-11A |
|          | 24 |         | 93MD134-11-2C            |
|          | 48 |         | 93MD134-11-4C            |

# アクセサリー & オプション

OSK 93MD140シリーズ

|          |    |           |                          |
|----------|----|-----------|--------------------------|
| AAA22522 | 26 | 466 × 490 | 93MD131-21 / 93MD132-21A |
| AAA24501 | 6  | 195 × 310 | 93MD133-02               |
| AAA24502 | 11 | 305 × 299 | 93MD133-12               |
| AAA24511 | 5  | 247 × 247 | 93MD138-10               |

## スタッキングキット

スタッキングキットによって、2台までスタック可能で、省スペース化にします。(IB-GとIB-Eモデルのみ)

| Cat. No. | 説明                    | 適用          |
|----------|-----------------------|-------------|
| AAA21521 | スタックチャンバー向けのスタッキングキット | 93MD128-05G |
| AAA21522 | スタックチャンバー向けのスタッキングキット | 93MD128-15G |
| AAA21523 | スタックチャンバー向けのスタッキングキット | 93MD128-25G |
| AAA26501 | スタックチャンバー向けのスタッキングキット | 93MD129-01E |
| AAA26502 | スタックチャンバー向けのスタッキングキット | 93MD129-11E |
| AAA26503 | スタックチャンバー向けのスタッキングキット | 93MD129-21E |

## 培養用シェーカー向け



フラスコクランプ



プラスチッククランプ



ファンネルクランプ

## 通用プラットフォーム、フラスコクランプおよびファンネルクランプ

通用プラットフォームで、1つのプラットフォーム上で、試験管および様々なサイズのガラス製品の組み合わせを可能にします。三角フラスコや分注漏斗向けの様々なクランプが可能です。

| 説明         |          |           | 93MD135-3075     | 93MD135-4075 | 93MD136  | 93MD137-3075 | 93MD137-4075 |
|------------|----------|-----------|------------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 通用プラットフォーム | Cat. No. |           | AAA23501-V1      | AAA23502-V1  | AAA23505 | AAA31501-V1  | AAA31502-V1  |
| フラスコクランプ   |          | 三角フラスコサイズ | 最大取付け可能なフラスコクランプ |              |          |              |              |
|            | AAA23550 | 50ml      | 28               | 45           | 88       | 36           | 55           |
|            | AAA23551 | 100ml     | 24               | 36           | 54       | 28           | 44           |
|            | AAA23552 | 250ml     | 13               | 18           | 35       | 13           | 24           |
|            | AAA23556 | 300ml     | 13               | 18           | 35       | 13           | 24           |
|            | AAA23553 | 500ml     | 9                | 13           | 24       | 10           | 16           |
|            | AAA23554 | 1l        | 4                | 7            | 15       | 5            | 8            |
|            | AAA23555 | 2l        | 2                | 5            | 11       | 4            | 5            |
|            | AAA23557 | 2.8l      | 1                | 2            | 6        | 2            | 4            |
|            | AAA23558 | 4l        | -                | -            | 6        | -            | 2            |
|            | AAA23559 | 6l        | -                | -            | 5        | -            | 2            |

# アクセサリー & オプション

OSK 93MD140シリーズ

| フラスコ<br>クランプ<br>(プラスチック) |          | 三角<br>フラスコ<br>サイズ | 最大取付け可能なフラスコクランプ  |    |    |    |    |
|--------------------------|----------|-------------------|-------------------|----|----|----|----|
|                          | AAA30570 | 50ml              | 22                | 30 | 72 | 28 | 39 |
|                          | AAA30571 | 100-125ml         | 16                | 25 | 54 | 16 | 29 |
|                          | AAA30572 | 200ml             | 12                | 17 | 30 | 13 | 25 |
|                          | AAA30573 | 250ml             | 9                 | 17 | 30 | 12 | 20 |
|                          | AAA30574 | 300ml             | 9                 | 17 | 30 | 12 | 16 |
|                          | AAA30575 | 500ml             | 8                 | 9  | 24 | 9  | 12 |
|                          | AAA30576 | 1l                | 4                 | 8  | 12 | 5  | 9  |
|                          | AAA30577 | 2l                | 2                 | 4  | 6  | 4  | 5  |
| ファンネル<br>クランプ            |          | 分液<br>漏斗<br>サイズ   | 最大取付け可能なファンネルクランプ |    |    |    |    |
|                          | AAA23562 | 250ml             | 4                 | 6  | 18 | 4  | 6  |
|                          | AAA23563 | 500ml             | 2                 | 3  | 11 | 2  | 3  |
|                          | AAA23564 | 1l                | —                 | 2  | 9  | —  | 2  |
|                          | AAA23565 | 2l                | —                 | —  | 7  | —  | —  |



試験管ラック



マイクロプレートホルダー



専用プラットフォーム

## 試験管ラック

ステンレス製で、角度とチューブの高さ調節可能なラックは取り付けやすい。試験管ラックは、オプションの通用プラットフォームで使用されます。

| 説明                 |          |            | 93MD135-3075 | 93MD135-4075 | 93MD136      | 93MD137-3075 | 93MD137-4075 |
|--------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 通用<br>プラット<br>フォーム | Cat. No. |            | AAA23501-V1  | AAA23502-V1  | AAA23505     | AAA31501-V1  | AAA31502-V1  |
| 試験管<br>ラック         |          | 試験管<br>サイズ | 取付け可能なラック数*  |              |              |              |              |
|                    | AAA23581 | Ø8mm、86穴   | 2            | 4            | 93MD135-4075 | 2            | 4            |
|                    | AAA23582 | Ø10mm、86穴  |              |              |              |              |              |
|                    | AAA23583 | Ø12mm、58穴  |              |              |              |              |              |
|                    | AAA23584 | Ø14mm、58穴  |              |              |              |              |              |
|                    | AAA23585 | Ø16mm、32穴  |              |              |              |              |              |
|                    | AAA23586 | Ø25mm、19穴  |              |              |              |              |              |
|                    | AAA23587 | Ø30mm、10穴  |              |              |              |              |              |
|                    | AAA23594 | Ø35mm、10穴  |              |              |              |              |              |
|                    | AAA23593 | Ø50mm、4穴   |              |              |              |              |              |

\*傾向度なし

※顧客の特定の要件を満たすために試験管ラックの他のサイズを製造することができます。詳細はお問い合わせください。

# アクセサリー & オプション

OSK 93MD140シリーズ

## マイクロプレートホルダー

3つのスタイルで利用可能: タワータイプ、フラットタイプ(小型と大型)、および単一タイプ。タワータイプホルダーは、10個標準/ディープウェルプレートに適用します。大型フラットホルダーは、4個標準/ディープウェルプレートに適用します。小型フラットホルダーは、3個標準/ディープウェルプレートに適用します。単一タイプホルダーは、1個標準/ディープウェルプレートに適用します。(標準ウェルプレートの高さ: 14.7mm)

| 説明             |          |                             | 93MD135-3075        | 93MD135-4075 | 93MD136  | 93MD137-3075 | 93MD137-4075 |
|----------------|----------|-----------------------------|---------------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 通用<br>プラットフォーム | Cat. No. |                             | AAA23501-V1         | AAA23502-V1  | AAA23505 | AAA31501-V1  | AAA31502-V1  |
| 試験管<br>ラック     |          | マイクロ<br>プレート<br>ホルダー<br>タイプ | 取付け可能なマイクロプレートホルダー数 |              |          |              |              |
|                | AAA23654 | 単一                          | 7                   | 12           | 25       | 8            | 15           |
|                | AAA23651 | タワー                         | 5                   | 7            | 22       | 6            | 10           |
|                | AAA23652 | フラット小型                      | -                   | 2            | 4        | -            | 2            |
|                | AAA23653 | フラット大型                      | 2                   | 2            | 6        | 2            | 3            |

\*マイクロプレートホルダーは別売りの通用プラットフォームに取り付ける必要があります。

## 専用プラットフォーム

単一のフラスコサイズを使用する場合に、事前にインストールクランプを備えた専用のプラットフォームは、最大容量を提供します。250mLのと500mLのクランプが標準ですが、他のサイズも利用可能です。

| 説明             |          |                            | 93MD135-3075 | 93MD135-4075 | 93MD136   | 93MD137-3075 | 93MD137-4075 |
|----------------|----------|----------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 専用<br>プラットフォーム | Cat. No. | 通用プラットフォーム & フラスコクランプ250mL | AAA23611     | AAA23621     | AAA23634  | AAA31551     | AAA31561     |
|                |          | フラスコクランプ数                  | 13           | 18           | 35        | 13           | 24           |
|                |          | 通用プラットフォーム & フラスコクランプ500mL | AAA23612     | AAA23622     | AAA23635  | AAA31552     | AAA31562     |
|                |          | フラスコクランプ数                  | 9            | 13           | 247 × 247 | 10           | 16           |



スプリングワイヤーラック



ラバーマット



万能フラスコ装置

## スプリングワイヤーラック

すべてのコンポーネントは、ステンレス鋼で、さまざまなチューブ、フラスコ、およびその他のガラス製品に適用します。

| 説明           |           | 93MD135-3075 | 93MD135-4075 | 93MD136     | 93MD137-3075 | 93MD137-4075 |
|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| スプリングワイヤーラック | Cat. No.  | AAA23521-V1  | AAA23522-V1  | AAA23523-V1 | AAA31521-V1  | AAA31522-V1  |
|              | 三角フラスコサイズ | 最大フラスコ数      |              |             |              |              |
|              | 50ml      | 16           | 25           | 45          | 16           | 25           |
|              | 100ml     | 9            | 16           | 28          | 9            | 16           |
|              | 250ml     | 4            | 9            | 18          | 4            | 9            |
|              | 300ml     | 4            | 9            | 18          | 4            | 9            |
|              | 500ml     | 4            | 5            | 15          | 4            | 5            |
|              | 1l        | 2            | 4            | 10          | 2            | 4            |
|              | 2l        | 1            | 2            | 6           | 1            | 2            |
|              | 2.8l      | 1            | 2            | 4           | 1            | 2            |

# アクセサリー & オプション

OSK 93MD140シリーズ

## ラバーマット

低速アプリケーション向けに設計され、滑り止めラバーマットで、フラスコ、プレートまたはチューブの取り付け・取り外しは可能です。

| モデル      | 93MD135-3075 | 93MD135-4075 | 93MD136  | 93MD137-3075 | 93MD137-4075 |
|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Cat. No. | AAA23531     | AAA23532     | AAA23534 | AAA31531     | AAA31532     |

## 万能アタッチメント

調整可能な締め付け棒によって、滑り止めラバーマットに様々なガラス製品やチューブを取り付けることができます。平底のフラスコに適用します。

| 適合品番     | 93MD135-3075 | 93MD135-4075 | 93MD136  | 93MD137-3075 | 93MD137-4075 |
|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Cat. No. | AAA31511     | AAA31512     | AAA23505 | AAA31511     | AAA31512     |

## ラボステッカー

シェーカープラットフォームに容器を固定するための代替の方法です。従来のフラスコクランプで通用プラットフォームに取り付けることができない、なボトルや皿などの容器に最適です。中性洗剤や水で洗浄することによって、ラボのステッカーは再利用することができます。安全のため、低速からの運転が推奨されます。

| Cat. No. | 寸法(W×D×H) (mm) |
|----------|----------------|
| AAA30551 | 200×200×5      |

\*ラボステッカーは、別売りの通用プラットフォームに取り付ける必要があります。