

OSK 97JP Pシリーズ 0.0001g 分析天秤

高田馬場支店

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-10-11

Tel:03-6908-5257 FAX:03-6908-5258

sales@ogawaseiki.jp.org

BA-P2104 BA-P3104 BA-P4104 BA-P5104 BA-P6104



製品概要



内部キャリブレーション



感度/速度設定

液晶(白バックライト、
黒文字)風袋引き機能
カウント/パーセンテージワンキー/タイムトリガー
内部キャリブレーション単位換算
(g/mg/ct/オンス)...

電磁力センサー

過負荷アラーム/エラー
アラーム/水平インジケータガラス製ドラフトシールド、3枚のスライドドアで計量物に簡単
にアクセス可能

仕様：OSK 97JP Pシリーズ

モデル	BA-P2104	BA-P3104	BA-P4104	BA-P5104	BA-P6104
最大容量(g)	210	310	410	510	610
読取可能量(mg)	0.1mg				
最小計量(mg)	0.4mg				
安定時間	≤4秒				
表示	LCD (緑バックライト、黒文字)				
パンサイズ	Φ 80mm				
操作温度	5-25 °C				
再現性	0.1mg ; 重量≤220g 0.3mg ; 重量が220g ~ 310g 0.35mg ; 重量が310g ~ 610g				
直線性	± 0.5mg				
ドラフトシールドサイズ	162mm×171mm×225mm				
校正重量	外部(内部) Calibration				
オプション	RS232C(標準)/RS485/プリンター(オプション)				
寸法	345×215×345mm				
重量	7 kg				