

5つのボタンで簡単操作、高性能錠剤硬度計

(ボタンは8つありますが、校正用ボタンなので通常の測定は5つのボタンで簡単に操作が可能です。)

特徴

- 高精度圧力センサーで試験の精度と再現性を確立
- 高画質 LCD を搭載し、表示内容が分かりやすい
- 自動錠剤圧縮・自動表示・自動サイクルテストを実現
- 錠剤の戻り時間を自動計算により試験時間を短縮
- 単一(1錠のみ)試験・グループ(10錠ごと100錠まで)試験の選択可能
- ボタンをワンクリックで表示単位を変更可能(ニュートン・キログラム)



OSK 97JP172/錠剤硬度計

錠剤試験範囲 (N/KG)	2-200N 0.2KG-20KG (カスタマイズ可能 500N/50KG)
錠剤径 (mm)	2-40mm
測定精度 (%)	±0.5%
試験可能錠数	100錠
測定単位	ニュートン(N) キログラム(KG)
サイズ (mm)	500mm x 400mm x 160mm
重量 (KG)	8KG
付属品	清掃用ブラシ 1本 収納用スマートボックス 1個 校正用フック 1個

www.ogawaseiki.com

TEL:03-6908-5257 / FAX:03-6908-5258

E-mail: sales@ogawaseiki.jpn.org