

OSK 38SL105 クリオスタットマイクローム(多機能床置型)

<特長>

- チャンバー温度マイナス35°C
- モーター駆動による全自動回転式マイクローム
- 標準ナイフホルダーまたは使い捨てナイフホルダー(取替え可能)を使用する回転式
- 切片巻き防止プレート付き(アンチロールプレート)
- 霜の付かない二重断熱観察窓
- 試料凍結位置 24箇所
- 速度可変な切断モーター
- フットスイッチ
- 電子制御による、チャンバー温度、自動除霜、照明、および週末の省エネモード設定
- クロック付き




<オプション>

- ・ペルチェ式冷凍(マイナス55°Cまで)
- ・試料冷凍(マイナス45°Cまで)
- ・熱抽出器
- ・紫外線UV-C殺菌
- ・破片抽出器

<付属品>

- 使い捨て替え刃 50pc付
- 包埋剤 100ml x 4本
- 試料ホルダー φ22mm/35mm 各5個
- クリアカットブラシ 1本
- クリオスタット低温油 1瓶



<仕様>

型番		OSK 38SL105
クリオチャンバー温度		0°C ~ -35°C
切片厚設定範囲		0.5 ~ 100 μm
切片厚選択値		0 ~ 2 μm - 0.5 μm刻み 2 ~ 20 μm - 1 μm刻み 20 ~ 50 μm - 2 μm刻み 50 ~ 100 μm - 5 μm刻み
トリミング厚設定範囲		0~300 μm, 任意にプログラム可能
試料ホルダー		φ22mm および 35mm
試料垂直移動		57mm
試料水平移動		28mm
切断速度		20-300mm/sec, プログラム可能
試料オリエンテーション	X軸	8度
	Y軸	8度
	Z軸	360度
サイズ(DxWxH mm)		760W x 750D x 1110H mm
重量(本体)		約110 Kg
電源*		115V/ 60Hzまたは230V/50-60Hz

*納入時、トランス付属いたします。

OSK オガワ精機株式会社

オガワ精機株式会社
〒169-0072 新宿区大久保2丁目2-9 22山京ビル
TEL03-3200-0234 FAX03-3200-0373,9952
Email : sales@ogawaseiki.jp.org