

OSK 55CB173 屋内マルチバイアル サイクロンサンプラー C90Ma

<特長>

- 浮遊孢子及び微粒子状物質を自動で迅速に検出
- サンプルはカルーセル上のエッペンドルフバイアルに採集
- カルーセルの動きは自動タイマーシステムまたは、手動でフロントパネル上で制御可
- 逆流サイクロンを活用した高容量
- 多様な粒子において、高い採取効率、保持効率を有し、DNA、Elisa、PCR解析
- サンプラー内の低流動抵抗により低電力、静かな流出タービン、16.5Lの空気流動(10.3m/sec)
- 主電源またはバッテリー操作で、エアスループットを電氣的に制御
- 内臓バッテリーで操作時、再充電が必要な時は赤光インディケータがお知らせ
- 内臓充電システムには高容量ニッケルカドミウムバッテリー装備



OSK オガワ精機株式会社

オガワ精機株式会社 高田馬場支店
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11
TEL : 03-6908-5257, FAX : 03-6908-5258
Email : sales@ogawaseiki.jpn.org